

## Ersatzteile für 5971/5972 MSD

### Spare parts for 5971/5972 MSD

	Part No. (P/N#)	Price EUR
	<b>05971-69100</b> Analysator für 5971 MSD, inkl. Elektronik, HED, <b>ohne Ionenquelle</b> Analyzer for 5971 MSD, incl. Top Board, HED, <b>without Ion Source</b>	<b>1600,00</b>
	<b>05972-69228</b> Analysator für 5972 MSD, komplett inkl. Elektronik, HED und Ionenquelle Analyzer for 5972 MSD, complete incl. TOP Board, HED and Ion Source	<b>2500,00</b>
	<b>05971-60003</b> Power Distribution Board (220/240VAC), for 5971 MSD, incl. Power Harness (05971-60427), Power Distribution Cable to Mainboard (05971-60422)	<b>1200,00</b>
	<b>0950-1882</b> Netzteil (220/240VAC) Power Supply (220/240VAC)	<b>375,00</b>
	<b>05971-60118</b> Mainboard for 5971 MSD, complete incl. Accessory Control Cable (05971-60418) [J5], Ribbon Cable (05971-60412) [J3], Filament Cable (05971-60412) [J4] and Detector Output Cable (05971-60416)	<b>1300,00</b>
	<b>05971-60009</b> APG Remote Control Card, incl. APG Connector Cable (05971-60151)	<b>120,00</b>



**05971-89006**

**610,00**

HP-IB MS Card for 5971 MSD, incl. Expansion Cable (05971-60426), HP-IB Connector Cable (05971-60417)



**G1099-60545**

**450,00**

Vorpumpen Vakuum Messröhre für 597x MSD's mit Diffusionspumpe.  
Foreline Gauge for 597x MSD's with Diffusion pump.



**05971-60413**

**52,00**

Kabel für 5971 MSD Vorpumpen Messröhre (G1099-60545)  
Foreline Gauge Cable for 5971 MSD



**05971-60531**

**1200,00**

Komplette Diffusionspumpe (180VAC), inkl. TooHot/TooCold Schaltern mit extra langen Kabeln für europäische 5971 MSD.  
Diffusion Pump (180VAC) complete, incl. TooHot/TooCold switch with long cables for European 5971 MSD



**05972-60416**

**1200,00**

Komplette Diffusionspumpe (180VAC), inkl. TooHot/TooCold Schaltern für europäische 5972 MSD.

Diffusion Pump (180VAC) complete, incl. TooHot/TooCold switch 5972 MSD



**05971-60550**

**625,00**

Kalibrationsventil mit Glasröhrchen für Tune Flüssigkeit für 5971 MSD.

Calibration valve incl. calibration vial for 5971 MSD.



**05971-20580**

**240,00**

T-Adapter für 5971 MSD, mit Anschluß für Ion Gauge Röhre und Kalibrationsventil.

Calibration T-fitting for 5971 MSD.



**05972-60210**

**75,00**

Collar Assembly for Ion Gauge Tube



**3105-0173**

Hauptschalter 220/240VAC  
Main Power Switch 220/240VAC

**85,00**



**05971-40100**

Dichtung Rezipient für 5971 MSD  
Vacuum Seal cavity for 5971 MSD

**125,00**



**0905-1242**

Dichtung Rezipient für 5972 MSD  
Vacuum Seal cavity for 5972 MSD

**75,00**